



Chaise d'évacuation motorisée EVAC CHAIR 900H

Descriptif du produit

Évacuation motorisée vers le haut / vers le bas

La chaise d'évacuation Evac+Chair 900H est une chaise d'évacuation motorisée alimentée par batterie lithium-ion 24 V. Conçu pour une utilisation par une seule personne, son système de chenilles à courroie motorisée réduit la manipulation manuelle et facilite une méthode d'évacuation fluide, sûre et rapide vers le haut et vers le bas.

Batterie au lithium-ion

Une charge complète fournit suffisamment d'énergie pour durer 150 volées d'escaliers, vous offrant une totale tranquillité d'esprit que vous pouvez évacuer les personnes à mobilité réduite.



Rapide et simple d'utilisation

La chaise d'évacuation motorisée Evac+chair 900H est dotée d'un pavé de commande facile à utiliser, donnant à l'opérateur le pouvoir de choisir la vitesse et la direction de l'évacuation.



Aucun levage lourd requis

Le système de chenilles à courroie motorisée réduit la manipulation manuelle.



Accessoires inclus :

- Enseigne photoluminescente
- Support mural et kit de montage
- Housse de protection
- Mode d'emploi
- Appui-tête
- Batterie
- Chargeur de batterie
- Clé antivol batterie

Caractéristiques techniques

- Hauteur Pliée 112cm
- Largeur Pliée 52cm
- Profondeur Pliée 27 cm
- Poids 30 Kg
- Charge utile : 160 Kg

1 : Pavé de commande facile à utiliser

Permet à l'utilisateur de contrôler la vitesse et la direction (montée/descente) de l'évacuation.

2 : Appui-tête

Soutient la tête et le cou des passagers pour un confort accru.

3 : Poignées de poussée

Permet d'être facilement manœuvré sur terrain plat.

4 : Système de chenille à courroie motorisée

Réduit la manipulation manuelle et offre une montée en douceur/Évacuation vers le bas.

5 : Accoudoirs

Fournit un soutien et une assistance aux passagers.

6 : Ceinture de sécurité

Sécurise le passager dans le fauteuil

7 : Batterie lithium-ion 24 V

Propulse la chaise d'évacuation vers le haut et vers le bas. Une charge complète durer 150 volées d'escaliers.

8 : Poignées de contrôle ascendantes

Permet à une 2e personne d'assister à l'opération, si nécessaire.

9 : Repose pieds

Fournit un endroit sûr pour que le passager repose ses pieds, lors de l'évacuation.



Normes et réglementations

Les chaises d'évacuation permettent de transporter et d'évacuer en toute sécurité les personnes à mobilité réduite (temporaire ou permanente) en cas de situation d'urgence.

Il existe une forte recommandation d'en posséder une dans les ERP, suivant l'arrêté du 24 septembre 2009, qui impose un dispositif d'évacuation adapté aux personnes à mobilité réduite. (Article R.123-22 du code de la construction et de l'habitation).